



EDENTA Etablissement, Industriestrasse 13, LI-9486 Schaanwald - Liechtenstein  
Tel.: 00423 375 20 50 Correo electrónico: info@edenta.com



SRN: LI-MF-000011937

## Pulidor / piedras de Arkansas

DiaGloss / TopGloss / Exa Special / Exa Composit / Flexi-Snap / CeraGloss / StarGloss / StarTec / Cerapol plus / Exa Cerapol / Cerapol Super / Alphaflex / Alphaflex superverde / Goldstar / Amalgam Reducer / Nylon Brush / OrthoFlex / Exa Intrapol / Exa Dental / Prophylaxis Pasteless / Prophylaxis Cups / Prophylaxis Cups with nubs / Prophylaxis Brushlets / Screw-In Brushlets / Snap-On Brushlets / TopBrush / Abrasives / Arkansas / CompGloss

UDI-DI básico: ++E31216412DU

Uso: Instrumentos reutilizables, suministrados no estériles – reprocesar antes del primer uso.

**Recomendaciones detalladas de preparación según DIN EN ISO 17664**  [www.edenta.com](http://www.edenta.com)

**Almacenamiento:** Proteger los instrumentos embalados de las altas temperaturas y de la radiación UV. Almacenar en un lugar seco y limpio, no almacenar en una habitación con disolventes o productos químicos. Temperatura de almacenamiento: 15 °C - 25 °C | Temperatura de transporte: 10 °C - 35 °C.

### Determinación de la finalidad:

Los pulidores se utilizan para el pulido intraoral (eliminación, alisado, pulido de alto brillo) de materiales de restauración dental como la zirconia, la cerámica, el composite, las aleaciones no preciosas, el metal precioso y la amalgama. Se utilizan para mejorar las superficies dentales y las prótesis dentales y para conseguir una superficie estéticamente agradable. Los usuarios previstos son odontólogos (licenciados en Odontología) y profesionales de la odontología (profilaxis) que utilizan los pulidores como parte de sus tratamientos dentales en centros sanitarios profesionales (clínica dental).

### Descripción:

Los pulidores se utilizan para pulir la superficie del esmalte / placa dental, empastes, inlays, coronas, puentes y materiales de prótesis, así como para eliminar residuos de adhesivo en el esmalte. Se aplica por vía intraoral. Los pulidores ayudan a mejorar la estética y la suavidad de las superficies dentales. Están disponibles en diferentes formas, diseños / niveles de grano en función del efecto de pulido deseado. Los pulidores están disponibles en distintos tipos, como pulidores universales, prepulidores, pulidores de brillo y pulidores de alto brillo. Dependiendo de la aplicación, los pulidores también tienen diferentes formas, como cilíndrica, cónica, en forma de disco y laminar. Se distingue entre pulidores de reutilización y de un solo uso (artículos desechables). Los pulidores se venden sin esterilizar. Los ejes de los pulidores están diseñados para encajar en piezas de mano estándar. Están diseñados para su uso exclusivo en actuadores (piezas de mano / contraángulos) de conformidad con la norma EN ISO 14457:2017.

### Uso:

Los pulidores se utilizan para todas las preparaciones intraorales, desde el contorneado y el acabado hasta el pulido de alto brillo. Se utilizan para mejorar la calidad y el rendimiento de las superficies cóncavas/convexas interdentes y las zonas oclusales. Para crear un lustre natural o un brillo intenso en todos los materiales de obturación, como amalgama, aleaciones de metales preciosos, cerámica o plásticos. También se puede utilizar para obtener resultados estéticamente sofisticados en todos los materiales cerámicos de circonio modernos utilizando pulidores con grano de diamante especial.

### Beneficio clínico:

Restauración de la estética.

**Símbolos de tratamiento dental:**

Empaste

Profilaxis



Ortodoncia

Técnica corona/puente


Los símbolos de tratamiento dental se limitan a informar sobre las posibilidades de aplicación de los pulidores.

El usuario / personal especializado (licenciados en Odontología) decide sobre la aplicación específica bajo su propia responsabilidad en función de la indicación.

**Instrucciones de seguridad:**

- Solo debe utilizar el instrumental el personal especializado (licenciados en Odontología).
- Los instrumentos deben desinfectarse, limpiarse, secarse y esterilizarse antes de su primer uso en pacientes e inmediatamente después de cada uso.
- véase el procedimiento validado en

**Recomendaciones detalladas de preparación según DIN EN ISO 17664**  [www.edenta.com](http://www.edenta.com)

- No deben utilizarse soluciones alcalinas para desinfectar pulidores y fresas cerámicas. Las soluciones de limpieza y desinfección deben indicar explícitamente «apto para pulidores de goma o resinas/siliconas» (los productos de limpieza y desinfección para instrumentos rotatorios no contienen pulidores). Observe las instrucciones del fabricante en cuanto a concentración y tiempo de contacto.
- Los artículos desechables marcados con  en el embalaje solo pueden desinfectarse manualmente (no son aptos para lavadoras desinfectadoras y esterilizadores de vapor) con un producto adecuado (p. ej., HELVEMED Instrument Forte) antes del primer uso.
- Observe la velocidad de funcionamiento (r. p. m.): la velocidad máxima se indica en el embalaje del producto. El uso de los instrumentos fuera del intervalo de velocidad puede provocar la rotura de los instrumentos y lesiones al paciente y al usuario.
- Garantice una refrigeración por pulverización de agua suficiente (**mín. 50 ml/min**) en la parte operativa.
- Pulir solo con una ligera presión de contacto.
- Coloque siempre el pulidor sobre la superficie y pule con movimientos circulares.
- Evite el bloqueo de los instrumentos debido a una presión de contacto excesiva, así como la inclinación y el apalancamiento (mayor riesgo de rotura).
- Unas fuerzas de contacto excesivas o una refrigeración insuficiente con agua pueden dañar la restauración y el tejido circundante, además de acelerar el desgaste del cuerpo de pulido.
- Los sistemas de accionamiento (piezas de mano dentales) deben estar en un estado técnicamente impecable.
- Sujete los instrumentos lo más profundamente posible en las piezas de mano dentales y compruebe que están firmemente asentados.
- Los instrumentos dañados, doblados o deformados deben descartarse inmediatamente y dejar de utilizarse.
- Se recomienda el uso de un dique de goma.
- Se recomienda el uso de gafas de seguridad.

**Posibles efectos secundarios:**

Actualmente no se conocen efectos secundarios.

**Almacenamiento de los instrumentos reprocesados:**

Los instrumentos reprocesados deben almacenarse en soportes, bandejas u otros recipientes adecuados y con una higiene correcta, y en su embalaje original a temperatura ambiente hasta que se utilicen por primera vez. Lo mismo se aplica a los instrumentos esterilizados y a los que van con envase de esterilización. El almacenamiento debe protegerse del polvo, la humedad y la recontaminación.














**Eliminación:**

Para una eliminación segura, los instrumentos deben colocarse en recipientes a prueba de roturas, perforaciones y sellados (protección contra la contaminación). Deben observarse las normas locales oficiales para la eliminación de instrumental médico.

**Incidentes graves:**

Aviso al usuario y/o paciente de que cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o paciente.

**Descripción de los símbolos utilizados:**

	Producto sanitario		Fabricante		Fecha de fabricación
	Unidad de envasado		Siga las instrucciones de uso <a href="http://www.edenta.com">www.edenta.com</a>		Número de pedido
	Número ISO		Número de lote - para la trazabilidad del lote		Velocidad máxima permitida
	Recomendación de velocidad		Ecografía		Desinfectador térmico
	Autoclave				

**EDENTA** Etabl, LI-9486 Schaanwald, Liechtenstein

|B28 | 1.1ª edición | 01.04.2025 |