



EDENTA Etablissement, Industriestrasse 13, LI-9486 Schaanwald - Liechtenstein
Telefon: +423 375 20 50 e-post: info@edenta.com



SRN: LI-MF-000011937

Poleringsmaskin / Arkansas-steiner

DiaGloss / TopGloss / Exa Special / Exa Composit / Flexi-Snap / CeraGloss / StarGloss / StarTec / Cerapol plus / Exa Cerapol / Cerapol Super / Alphaflex / Alphaflex supergrønn / Goldstar / Amalgam Reducer / Nylon Brush / OrthoFlex / Exa Intrapol / Exa Dental / Prophylaxis Pasteless / Prophylaxis Cups / Prophylaxis Cups with nubs / Prophylaxis Brushlets / Screw-In Brushlets / Snap-On Brushlets / TopBrush / Abrasives / Arkansas / CompGloss

Grunnleggende UDI-DI: ++E31216412DU

Bruk: Gjenbrukbare instrumenter, leveres usterile – reposseseres før første gangs bruk.

Detaljerte anbefalinger for repossesering i samsvar med DIN EN ISO 17664  www.edenta.com

Oppbevaring: Beskytt emballerte instrumenter mot høye temperaturer og UV-stråling. Oppbevares på et tørt og rent sted, ikke i et rom med løsemidler eller kjemikalier. Lagringstemperatur: 15 °C – 25 °C | Transporttemperatur: 10 °C – 35 °C.

Tiltenkt bruk:

Polerere brukes til intraoral polering (fjerning, glatting, høyglanspolering) av tannrestaureringsmaterialer som zirkonia, keramikk, kompositt, ikke-edle legeringer, edelmetall og amalgam. De brukes til å forbedre overflaten på tenner og proteser og for å oppnå en estetisk tiltalende overflate. De tiltenkte brukerne er tannleger (tannmedisinsk studium) og tannhelsepersonell (profylakse) som bruker polererne som en del av tannbehandlingen i profesjonelle helseinstitusjoner (tannlegekontor, tannklinikk).

Beskrivelse:

Polerere brukes til overflatepolering av emalje/tannplakk, fyllinger, innlegg, kroner, broer og protesematerialer, samt til å fjerne limrester fra emalje. De brukes intraoralt. Polerere bidrar til å forbedre tannoverflatenes estetikk og glatthet. De er tilgjengelige i forskjellige former, design/korningsgrader, avhengig av ønsket poleringseffekt. Polerere finnes i ulike typer, som universalpolerere, forpolerere, glanspolerere og høyglanspolerere. Avhengig av bruksområde har polerere også ulike former, for eksempel sylindriske, koniske, skiveformede og lamellformede. Det skilles mellom polerere til gjenbruk og til engangsbruk (engangsartikler). Polerere selges usterile. Skaftet på polererne er utformet for å passe inn i standard håndstykker. De er utelukkende beregnet for bruk i drivenheter (hånd-/vinkelstykker) i samsvar med standarden EN ISO 14457:2017.

Bruk:

Polerere brukes til alle intraorale prepareringer, fra konturering og etterbehandling til høyglanspolering. De brukes til å forbedre kvaliteten og ytelsen på interdental konkave/konvekse flater og okklusale soner. For å skape en naturlig glans eller høyglans på alle fyllingsmaterialer, for eksempel amalgam, edelmetallegeringer, keramikk eller plast. Kan også brukes for å oppnå estetisk sofistikerte resultater på alle moderne zirkonia-keramiske materialer ved bruk av polerere med spesiell diamantkorning.

Klinisk fordel:

Gjenoppretting av estetikk.

Symboler for tannbehandling:

Behandling av fyllinger



KFO (Kjeveortopedi)



Profylakse



Krone-/bro-teknikk

Symbolene for tannbehandling gir kun informasjon om polerernes bruksmuligheter.

Brukeren/fagpersonell (tannmedisinsk studium) bestemmer på eget ansvar den spesifikke bruken avhengig av indikasjonen.

Sikkerhetsinstruksjoner:

- Instrumentene skal kun brukes av fagpersonell (tannmedisinsk studium).
- Instrumentene må desinfiseres, rengjøres, tørkes og steriliseres før de brukes på pasienter for første gang og umiddelbart etter hver bruk.
- se validert prosedyre under

Detaljerte anbefalinger for repressering i samsvar med DIN EN ISO 17664  www.edenta.com

- Alkaliske løsninger må ikke brukes til desinfeksjon av polerere og keramiske slipeskiver. Rengjørings- og desinfeksjonsløsningene må eksplisitt angi "egnet for gummipolerere eller plast/silikoner" (rengjørings- og desinfeksjonsmidler for roterende instrumenter inneholder ikke poleringsmidler). Følg produsentens anvisninger for konsentrasjon og kontaktid.
- Engangsartikler som er merket med  på emballasjen, kan bare desinfiseres manuelt (ikke egnet for vaskedekontaminatorene og dampsterilisatorer) med et egnet middel (f.eks. HELVEMED Instrument Forte) før første gangs bruk.
- Vær oppmerksom på driftshastigheten (o/min) - maksimal hastighet er angitt på produktemballasjen. Bruk av instrumentene utenfor hastighetsområdet kan føre til at instrumentene bryter, og skade pasienten og brukeren.
- Sørg for tilstrekkelig kjøling med vannspray (**min. 50 ml/min**) på arbeidsdelen.
- Poler kun med lett kontakttrykk.
- Plasser alltid polereren på overflaten når den roterer, og poler med sirkulære bevegelser.
- Unngå å blokkere instrumentene på grunn av for høyt kontakttrykk samt fastkiling og løfting (økt risiko for brudd).
- For store kontaktkrefter eller utilstrekkelig vannkjøling kan skade restaureringen og det omkringliggende vevet og fremskynde slitasjen på poleringselementet.
- Drivsystemene (dentale håndstykker) må være i teknisk feilfri stand.
- Klem instrumentene så dypt som mulig inn i håndstykkene, og kontroller at de sitter godt fast.
- Skadede, bøyde instrumenter eller instrumenter med kast må sorteres ut umiddelbart og ikke lenger brukes.
- Det anbefales å bruke kofferdam.
- Bruk av vernebriller anbefales.

Mulige bivirkninger:

Det er for øyeblikket ingen kjente bivirkninger.

Oppbevaring av represserte instrumenter:

Represserte instrumenter skal oppbevares ved romtemperatur i hygienisk vedlikeholdte stativer, brett eller andre egnede beholdere og i originalemballasjen, inntil de skal brukes for første gang. Det samme gjelder for steriliserte instrumenter og instrumenter med sterilforpakning. Oppbevaring må være slik at de er beskyttet mot støv, fuktighet og rekontaminering.

Kassasjon:

For sikker kassasjon må instrumentene plasseres i bruddsikre, punkteringssikre og forseglede beholdere (kontaminasjonsbeskyttelse). De lokale, lovfestede forskriftene for kassasjon av medisinske instrumenter må overholdes!

Alvorlige hendelser:

Varsel til brukeren og/eller pasienten om at enhver alvorlig hendelse som har inntruffet i forbindelse med utstyret, må rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i den medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Beskrivelse av symbolene som brukes:

	Medisinsk utstyr		Produsent	 2019-09	Dato for produksjon
	Emballasjeeenhet		Følg bruksanvisningen www.edenta.com		Bestillingsnummer
	ISO-nummer		Partinummer - for sporbarhet av partiet	 max.	Maksimal tillatt hastighet
	Anbefalt hastighet		Ultralyd		Termisk desinfektor
	Autoklav				

EDENTA Etabl, LI-9486 Schaanwald, Liechtenstein
|B28 | 1.1 utgave | 01.04.2025 |