



EDENTA Etablissement, Industriestrasse 13, LI-9486 Schaanwald – Liechtenstein
Tel.: 00423 375 20 50 e-mail: info@edenta.com



SRN: LI-MF-000011937

Polidor / Pedras Arkansas

DiaGloss / TopGloss / Exa Special / Exa Composit / Flexi-Snap / CeraGloss / StarGloss / StarTec / Cerapol plus / Exa Cerapol / Cerapol Super / Alphaflex / Alphaflex superverde / Goldstar / Amalgam Reducer / Nylon Brush / OrthoFlex / Exa Intrapol / Exa Dental / Prophylaxis Pasteless / Prophylaxis Cups / Prophylaxis Cups with nubs / Prophylaxis Brushlets / Screw-In Brushlets / Snap-On Brushlets / TopBrush / Abrasives / Arkansas / CompGloss

UDI-DI básico: ++E31216412DU

Utilização: Instrumentos reutilizáveis, fornecidos não-estéreis – reprocessar antes da primeira utilização.

Recomendações pormenorizadas de reprocessamento em conformidade com a norma DIN EN ISO 17664  www.edenta.com

Armazenamento: Proteger os instrumentos embalados de temperaturas elevadas e da radiação UV. Armazenar num local seco e limpo, não armazenar numa sala com solventes ou produtos químicos. Temperatura de armazenamento: 15 °C – 25 °C | Temperatura de transporte: 10 °C – 35 °C.

Finalidade:

Os polidores são utilizados para o polimento intraoral (remoção, alisamento, polimento de alto brilho) de materiais de restauração dentária, tais como zircónia, cerâmica, compósito, ligas não preciosas, metal precioso e amálgama. São utilizados para melhorar as superfícies dos dentes e das próteses dentárias e para obter uma superfície esteticamente agradável. Os utilizadores previstos são os dentistas (licenciados em medicina dentária) e o pessoal especializado em medicina dentária (profilaxia) que utilizam os polidores no âmbito dos seus tratamentos dentários em estabelecimentos de saúde profissionais (consultórios dentários, clínicas dentárias).

Descrição:

Os polidores são utilizados para o polimento da superfície do esmalte / placa dentária, obturações, inlays, coroas, pontes e materiais para próteses, bem como para remover resíduos de adesivo do esmalte. A aplicação é efetuada por via intraoral. Os polidores ajudam a melhorar a estética e a suavidade das superfícies dentárias. Estão disponíveis em diferentes formas, versões / graus de granulação, consoante o efeito de polimento pretendido. Os polidores estão disponíveis em diferentes versões, como polidores universais, polidor de pré-polimento, polidores de brilho e polidores de alto brilho. Dependendo da aplicação, os polidores também têm diferentes formas, como a cilíndrica, cónica, de disco e lamelar. É feita uma distinção entre polidores reutilizáveis e de utilização única (artigos descartáveis). Os polidores são vendidos em estado não-estéril. As hastes dos polidores foram concebidas para se adaptarem a peças de mão padrão. São concebidas exclusivamente para utilização em atuadores (peças de mão retas/contra-angulares) em conformidade com a norma EN ISO 14457:2017.

Aplicação:

Os polidores são utilizados para todas as preparações intraorais, desde a contornação e o acabamento até ao polimento de alto brilho. Servem para melhorar a qualidade e o desempenho das superfícies côncavas/convexas interdentais e das zonas oclusais. Para criar um brilho natural ou alto brilho em todos os materiais de obturação, tais como amálgama, ligas de metais preciosos, cerâmica ou plásticos. Também pode ser usado para obter resultados esteticamente sofisticados em todos os materiais cerâmicos de zircónio modernos, utilizando polidores com granulação diamantada especial.

Benefício clínico:

Restauração da estética.

Símbolos de tratamento dentário:

Processamento de obturações



Ortodontia



Profilaxia



Técnica de coroas/pontes


Os símbolos de tratamento dentário apenas fornecem informações sobre as opções de aplicação dos polidores.

O utilizador/pessoal especializado (licenciado em medicina dentária) decide sobre a aplicação específica sob a sua própria responsabilidade, em função da indicação.

Instruções de segurança:

- Utilização dos instrumentos apenas por pessoal especializado (licenciado em medicina dentária).
- Os instrumentos devem ser desinfetados, limpos, secos e esterilizados antes de serem utilizados nos doentes pela primeira vez e imediatamente após cada utilização.
- ver procedimento validado em

Recomendações pormenorizadas de reprocessamento em conformidade com a norma DIN EN ISO 17664  **www.edenta.com**

- Não é permitido usar soluções alcalinas para desinfetar os polidores e as mós de cerâmica. As soluções de limpeza e desinfecção devem indicar explicitamente "adequado para polidores de borracha ou plásticos/silicones" (os agentes de limpeza e desinfecção para instrumentos rotativos não contêm polidores). As instruções do fabricante quanto à concentração e ao tempo de contacto têm de ser respeitadas.
- Os artigos descartáveis assinalados na embalagem  só podem ser desinfetados manualmente (não são adequados para máquinas lavadoras-desinfetadoras e esterilizadores a vapor) com um agente adequado (por ex., HELVEMED Instrument Forte) antes da primeira utilização.
- Observar a velocidade de funcionamento (rpm) – a velocidade máxima está indicada na embalagem do produto. A utilização dos instrumentos fora do intervalo de velocidade pode provocar a quebra dos instrumentos e causar ferimentos no doente e no utilizador.
- Assegurar um arrefecimento suficiente por pulverização de água (**mín. 50 ml/min**) na peça de trabalho.
- Polir apenas com uma ligeira pressão de contacto.
- Colocar sempre o polidor em rotação sobre a superfície e polir com movimentos circulares.
- Evitar o bloqueio dos instrumentos devido a uma pressão de contacto excessiva, bem como a inclinação e o efeito de alavanca (maior risco de quebra).
- As forças de contacto excessivas ou a refrigeração a água insuficiente podem danificar a restauração e o tecido adjacente e acelerar o desgaste do corpo de polimento.
- Os sistemas de acionamento (peças de mão dentárias) devem estar num estado tecnicamente impecável.
- Fixar os instrumentos o mais profundamente possível nas peças de mão dentárias e verificar se estão bem firmes.
- Instrumentos danificados, entortados ou com rotação irregular devem ser imediatamente postos de parte e deixar de ser utilizados.
- Recomenda-se a utilização de um dique de borracha.
- Recomenda-se a utilização de óculos de proteção.

Efeitos secundários possíveis:

Não existem atualmente efeitos secundários conhecidos.

Armazenamento de instrumentos reprocessados:

Os instrumentos reprocessados devem ser armazenados em suportes, tabuleiros ou outros recipientes adequados, mantidos de forma higiénica, e na sua embalagem original, à temperatura ambiente, até serem utilizados pela primeira vez. O mesmo se aplica aos instrumentos esterilizados e aos instrumentos com embalagem de esterilização. O armazenamento deve ser protegido contra poeira, humidade e recontaminação.














Eliminação:

Para uma eliminação segura, os instrumentos devem ser colocados em recipientes à prova de rutura e perfuração, e depois selados (proteção contra contaminação). Devem ser respeitadas as normas locais e oficiais relativas à eliminação de instrumentos médicos!

Incidentes graves:

Aviso ao utilizador e/ou doente de que qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou doente está estabelecido.

Descrição dos símbolos utilizados:

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|---|------------------------------|
|  | Dispositivo médico |  | Fabricante |  | Data de fabrico |
|  | Quantidade na embalagem |  | Seguir as instruções de utilização em www.edenta.com |  | Número de encomenda |
|  | Número ISO |  | Número de lote – para rastreabilidade do lote |  | Velocidade máxima admissível |
|  | Recomendação de velocidade |  | Ultrassom |  | Desinfetadora térmica |
|  | Autoclave | | | | |

EDENTA Etabl, LI-9486 Schaanwald, Liechtenstein

|B28 | 1.1 edição | 01.04.2025 |