



EDENTA Etablissement, Industriestrasse 13, LI-9486 Schaanwald - Lichtenštajnsko
Tel.: 00423 375 20 50 e-mail: info@edenta.com



SRN: LI-MF-000011937

Leštička / Arkansaské kamene

DiaGloss / TopGloss / Exa Special / Exa Composit / Flexi-Snap / CeraGloss / StarGloss / StarTec / Cerapol plus / Exa Cerapol / Cerapol Super / Alphaflex / Alphaflex super zelená / Goldstar / Amalgam Reducer / Nylon Brush / OrthoFlex / Exa Intrapol / Exa Dental / Prophylaxis Pasteless / Prophylaxis Cups / Prophylaxis Cups with nubs / Prophylaxis Brushlets / Screw-In Brushlets / Snap-On Brushlets / TopBrush / Abrasives / Arkansas / CompGloss

Základné UDI-DI: ++E31216412DU

Použitie: Nástroje na opakované použitie, dodávajú sa nesterilné – pred prvým použitím ich treba znovu renovovať.

Podrobné odporúčania na renováciu podľa normy DIN EN ISO 17664  www.edenta.com

Skladovanie: Zabalené prístroje chráňte pred vysokými teplotami a UV žiarením. Skladujte na suchom a čistom mieste, neskladujte v miestnosti s rozpúšťadlami alebo chemikáliami. Teplota skladovania: 15 °C až 25 °C | Teplota prepravy: 10 °C až 35 °C.

Účel určenia:

Leštičky sa používajú na intraorálne leštenie (odstraňovanie, vyhladzovanie, leštenie do vysokého lesku) dentálnych výplňových materiálov, ako sú zirkón, keramika, kompozit, neušľachtiteľné zliatiny, drahé kovy a amalgám. Používajú sa na zlepšenie povrchu zubov a zubných náhrad a na dosiahnutie esteticky príjemného povrchu. Určenými používateľmi sú zubní lekári (študenti zubného lekárstva) a stomatologickí zdravotníci pracovníci (profylaxia), ktorí používajú leštičky ako súčasť ošetrovania zubov v profesionálnych zdravotníckych zariadeniach (zubná ambulancia, zubná klinika).

Popis:

Leštičky sa používajú na leštenie povrchu skloviny/zubného povlaku, výplní, vložiek, koruniek, mostíkov a protetických materiálov, ako aj na odstraňovanie zvyškov lepidla zo skloviny. Aplikuje sa intraorálne. Leštičky pomáhajú zlepšiť estetiku a hladkosť povrchu zubov. V závislosti od požadovaného leštiaceho efektu sú k dispozícii v rôznych tvaroch, prevedeniach a stupňoch zrnitosti. Leštičky sú k dispozícii v rôznych typoch, ako sú univerzálne leštičky, predleštičky, leštičky na dosiahnutie lesku a leštičky na vysoký lesk. V závislosti od použitia majú leštičky aj rôzne tvary, napríklad valcové, kužeľové, kotúčové a lamelové. Rozlišujú sa leštiace prostriedky na opakované použitie a na jednorazové použitie (jednorazové predmety). Leštičky sa predávajú nesterilné. Stopky leštičiek sú navrhnuté tak, aby sa zmestili do štandardných rukovätí. Sú určené výlučne na použitie v pohonoch (rukoväte/uholníky) v súlade s normou EN ISO 14457:2017.

Použitie:

Leštičky sa používajú na všetky intraorálne preparáty, od kontúrovania a dokončovania až po leštenie do vysokého lesku. Používajú sa na zlepšenie kvality a výkonnosti medzizubných konkávných/konvexných povrchov a okluzálnych zón. Na vytvorenie prirodzeného lesku alebo vysokého lesku na všetkých výplňových materiáloch, ako je amalgám, zliatiny drahých kovov, keramika alebo plasty. Tiež na použitie pre esteticky sofistikované výsledky na všetkých moderných zirkónových keramických materiáloch s použitím leštičiek so špeciálnou diamantovou zrnitosťou.

Klinický prínos:

Obnova estetiky.

Symboły zubného ošetrenia:

Opracovanie výplní



Profylaxia



KFO (ortodoncia)

Technika tvorby
korunky/mostíka

Symboły zubného ošetrenia poskytujú len informácie o možnostiach použitia leštičiek.

Používateľ/odborný personál (študenti zubného lekárstva) rozhoduje o konkrétnej aplikácii na vlastnú zodpovednosť v závislosti od indikácie.

Bezpečnostné pokyny:

- Používanie nástrojov len zdravotníckymi pracovníkmi (zubárske vzdelanie).
- Nástroje sa musia dezinfikovať, vyčistiť, vysušiť a sterilizovať pred prvým použitím u pacienta a bezprostredne po každom použití.
- pozri Validovaný postup v časti

Podrobné odporúčania na renováciu podľa normy DIN EN ISO 17664  www.edenta.com

- Alkalické roztoky sa nesmú používať na dezinfekciu leštičiek a keramických brúsnych kotúčov. Na čistiaciach a dezinfekčných roztokoch musí byť výslovne uvedené „vhodné pre gumové leštiace prostriedky alebo plasty/silikóny“ (čistiace a dezinfekčné prostriedky pre rotačné nástroje neobsahujú leštiace prostriedky). Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa koncentrácie a doby pôsobenia.
- Pomôcky na jedno použitie označené na obale  sa smú pred prvým použitím dezinfikovať len manuálne (nie sú vhodné pre dezinfekčné umývacie zariadenia a parné sterilizátory) vhodným prostriedkom (napr. HELVEMED Instrument Forte).
- Dodržiavajte prevádzkové otáčky (ot./min.) – maximálne otáčky sú uvedené na obale pomôcky. Používanie nástrojov mimo rozsahu otáčok môže viesť k ich poškodeniu a poraneniu pacienta a používateľa.
- Zabezpečte dostatočné chladenie miesta zákroku striekajúcou vodou (**min. 50 ml/min**).
- Leštíte len ľahkým prítlakom.
- Leštičku vždy umiestnite na povrch v rotujúcej polohe a leštíte krúživými pohybmi.
- Zabráňte zablokovaniu nástrojov v dôsledku nadmernej prítláčnej sily, ako aj spriečeniu a vypáčeniu (zvýšené riziko zalomenia).
- Nadmerné vyvinutie prítláčnej sily alebo nedostatočné chladenie vodou môžu poškodiť náhradu a okolité tkanivo a urýchliť opotrebovanie náhrady.
- Pohonné systémy (zubárske rukoväte) musia byť v technicky bezchybnom stave.
- Nástroje upnite čo najhlbšie do zubárskych rukovätí a skontrolujte, či sú pevne usadené.
- Poškodené, ohnuté alebo neohybné nástroje sa musia okamžite vyradiť a ďalej nepoužívať.
- Odporúča sa používať gumené prekrytia.
- Odporúča sa používať ochranné okuliare.

Možné vedľajšie účinky:

V súčasnosti nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Uskladnenie renovovaných nástrojov:

Renovované nástroje by sa mali skladovať v hygienicky udržiavaných stojanoch, podnosoch alebo iných vhodných nádobách a v pôvodnom obale pri izbovej teplote až do ich prvého použitia. To isté platí pre sterilizované nástroje a nástroje so sterilizačným obalom. Pri skladovaní musia byť chránené pred prachom, vlhkosťou a rekontamináciou.

Likvidácia:

Na bezpečnú likvidáciu sa musia nástroje uložiť do nádob odolných proti rozbitiu, prepichnutiu a s utesnením (ochrana proti kontaminácii). Je potrebné dodržiavať miestne úradné predpisy pre likvidáciu zdravotníckych pomôcok!

Závažné udalosti:

Upozornenie pre používateľa a/alebo pacienta, že všetky závažné udalosti, ktoré sa vyskytli v súvislosti s pomôckou, sa musia oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je používateľ a/alebo pacient usadený.

Opis použitých symbolov:

	Zdravotnícka pomôcka		Výrobca	 2019-09	Dátum výroby
	Jednotka balenia		Postupujte podľa návodu na použitie www.edenta.com		Objednávacie číslo
	Číslo ISO		Číslo šarže – pre výsledovateľnosť šarže	 max	Maximálna povolená rýchlosť
 opt.	Odporúčanie rýchlosti		Ultrazvuk		Tepelné dezinfekčné zariadenie
 134 °C	Autokláv				

EDENTA Etabl, LI-9486 Schaanwald, Lichtenštajnsko

|B28 | 1.1 vydanie | 01.04.2025 |