


## 801


Kugel  
Round  
Boule



Schaft / Shank	L mm																	
<b>314 FG standard</b>	<b>ISO</b>	<b>Order No.</b>																
	806 314 001 524...	801.314...	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042		
Grösse / size	○ 806 314 001 494...	UF 801.314...								018								
∅ 1/10 mm	● 806 314 001 504...	C 801.314...		008			012	014	016	018	021	023	025	029	035			
	● 806 314 001 514...	F 801.314...	007	008	009	010		012	014	016	018	021	023	025	029	035		
	● 806 314 001 534...	G 801.314...						012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	
	● 806 314 001 544...	SG 801.314...						012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	
<b>313 FG short</b>	806 313 001 524...	S 801.313...				010	012	014		018								
<b>204 RA standard</b>	806 204 001 524...	801.204...				010	012	014	016	018			023		029			

## 801L


Kugel, lang  
Long Round  
Boule, long



L mm							
	<b>ISO</b>	<b>Order No.</b>					
	806 314 697 524...	801L.314...	014	016	023	029	035
●	806 314 697 534...	G 801L.314...	014	016	023	029	035
●	806 314 697 544...	SG801L.314...	014	016	023	029	

## 802


Kugel mit Ansatz  
Round with Collar  
Boule avec col



Schaft / Shank	L mm												
<b>314 FG standard</b>	<b>ISO</b>	<b>Order No.</b>											
	806 314 002 524...	802.314...	008	009	010	012	014	016	018	023	029		
●	806 314 002 504...	C 802.314...						016	018				
●	806 314 002 514...	F 802.314...						016	018				
●	806 314 002 534...	G 802.314...				012	014	016	018	023	029		
●	806 314 002 544...	SG 802.314...					014	016	018	023			
<b>204 RA standard</b>	806 204 002 524...	802.204...				012	014	016	018				

## 805


Umgekehrter Kegel  
Inverted Cone  
Cône renversé



Schaft / Shank	L mm													
<b>314 FG standard</b>	<b>ISO</b>	<b>Order No.</b>												
	806 314 010 524...	805.314...	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,6	1,6	1,9	2,5	2,0	
●	806 314 010 514...	F 805.314...	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027	
●	806 314 010 534...	G 805.314...						012	014	016	018	021	023	
●	806 314 010 544...	SG 805.314...							014	016	018	021	023	
<b>313 FG short</b>	806 313 010 524...	S 805.313...					012	014						
<b>204 RA standard</b>	806 204 010 524...	805.204...				010	012	014	016	018	021	023		

## 806

Umgekehrter Kegel mit Ansatz  
Inverted Cone with Collar  
Cône renversé avec col



Schaft / Shank	L mm												
<b>314 FG standard</b>	<b>ISO</b>	<b>Order No.</b>											
	806 314 019 524...	806.314...	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0		
●	806 314 019 534...	G 806.314...	007	008	009	010	012	014	016	018	023		
●	806 314 019 544...	SG 806.314...			009	010	012	014	016	018	023		
<b>313 FG short</b>	806 313 019 524...	S 806.313...					012	014					
<b>204 RA standard</b>	806 204 019 524...	806.204...				010	012	014	016	018			

